


KURZ UND  
KOMPAKT


# ALL HIGH DEFINITION MIT JEDEM RÖNTGENBILD

cuattro DR<sup>HD</sup>

PRODUKTBRÖSCHÜRE

DETEKTOREN HIGH DEFINITION	
Bildsensor	a-Si (Amorphes Silizium) TFT
Szintillator	Direct-Csl:Tl
Pixelmatrix	14 x 17"-Detektor: 3500 x 4300 px 17 x 17"-Detektor: 4267 x 4267 px
Pixelgröße	100 µm
IP Schutzklasse	IP56
Aufnahmefläche / Größe / Gewicht	35 cm x 43 cm (14 x 17") / 384 mm (B) x 460 mm (L) x 15,5 mm (T)/ 3,0 kg mit Batterie
	43 cm x 43 cm (17 x 17") / 460 mm (B) x 460 mm (L) x 15,0 mm (T)/ 3,5 kg mit Batterie
Trigger Mode	Fullscreen
ADC	16 bit
Übertragungszeit	3 Sekunden, wireless
Stromversorgung	kabelgebunden oder Batterie
HARDWARE SPEZIFIKATION	
Akquisition PC/Monitor	Dell OptiPlex 7400 All-in-One PC mit 24" FullHD Touch Monitor (1920 x 1080px) IntelCore i5-10505, 16GB RAM 512GB SSD Festplatte Wireless Maus und Tastatur Optional inkl. Wandmontage
SOFTWARE SPEZIFIKATION	
Akquisitionsoftware	cuattro DR HD Software für Bildprocessing und Bildbearbeitung inkl. Vet-Messungen Archivierung / Backup auf USB-HDD DICOM 3.0
PACS	HeskaView+ PACS Archivierung, Bildbearbeitung, E-Mail Bildversand

Ihr Produktspezialist



scil animal care company GmbH

info-de@scilvet.com  
[www.scilvet.de](http://www.scilvet.de)  
 Dina-Weissmann-Allee 6  
 D-68519 Viernheim  
 Tel.: +49 (0) 6204 7890 - 0  
 Fax: +49 (0) 6204 7890 - 200







# TRETEN SIE EIN IN DIE NEUE, BRILLIANTE WELT DES HIGH DEFINITION!



35 cm x 43 cm  
(14 x 17")



43 cm x 43 cm  
(17 x 17")