

KURZ UND
KOMPAKT

 **cuattro DR^{HD}**

DIGITALES
RÖNTGEN



ALL HIGH DEFINITION MIT JEDEM RÖNTGENBILD

cuattro DR^{HD} Equine

PRODUKTBRÖSCHÜRE

DETEKTOREN HIGH DEFINITION

Bildsensor	a-Si (Amorphes Silizium) TFT
Szintillator	Direct-Csl:Tl
Pixelmatrix	<ul style="list-style-type: none">• 10 x 13" - Detektor 2528 x 3318 px• 14 x 17" - Detektor 3500 x 4300 px
Pixelgröße	100 µm
IP Schutzklasse	<ul style="list-style-type: none">• 10 x 13" - Detektor : IP67• 14 x 17" - Detektor : IP56
Aufnahmefläche / Größe / Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 25 cm x 33 cm (10 x 13") / 269 mm (B) x 362 mm (L) x 15,5 mm (T) / 2 kg mit Batterie• 35 cm x 43 cm (14 x 17") / 384 mm (B) x 460 mm (L) x 15,5 mm (T) / 3,0 kg mit Batterie
Trigger Mode	Fullscreen
ADC	16 bit
Cycle Time	3,5 Sekunden, wireless
Stromversorgung	kabelgebunden oder Batterie

HARDWARE SPEZIFIKATION

Akquisition PC/Monitor	<ul style="list-style-type: none">• Cuattro Hub Tablet mit 12,3" Touchscreen (2736 x 1824 px) Abmessungen: 201 mm (B) x 292 mm (L) x 8,5 mm (T) Intel® Core™ i7, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD Festplatte, Batterielaufzeit bis zu 9 Stundenoder• Dell XPS 17 (9720) mit 17" UHD+ Monitor (3840 x 2400 px) Intel® Core™ i7, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD Festplatte
------------------------	--

SOFTWARE SPEZIFIKATION

Akquisitionsssoftware	Cuattro DR HD Software für Bildprozessierung, Bildbearbeitung Archivierung/Backup auf USB-HDD, DICOM 3.0
PACS	HeskaView+ PACS Archivierung, Bildbearbeitung, E-Mail Bildversand

 **cuattro DR^{HD}**



Ihr Produktspezialist



scil animal care company GmbH

info-de@scilvet.com
www.scilvet.de
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 7890 - 0
Fax: +49 (0) 6204 7890 - 200

VERS.:DEU20230320

TRETEN SIE EIN IN DIE NEUE, BRILLIANTE WELT DES HIGH DEFINITION!



 **cuattro DR^{HD}**



10 x 13"
(25 x 33 cm)



14 x 17"
(35 x 43 cm)