

KURZ UND  
KOMPAKT

MOBILE  
RÖNTGEN-  
GENERATOREN



# meX Röntgengeneratoren

LEISTUNGSSTARK & TRAGBAR

PRODUKTBROSCHÜRE

## Mobile Röntgenanlagen meX

	meX+20BT lite	meX+60	meX+100
<b>LEISTUNG</b>			
Röhre	90 kV / 20 mA	100 kV / 60 mA	110 kV / 100 mA
Spannung	50 - 90 kV	40 - 100 kV	40 - 110 kV
mAs	0,4 - 20 mAs, 25 Schritte	0,4 - 100 mAs, 25 Schritte	0,1 - 100 mAs, 40 Schritte
max. Leistung	1,6 kW bei 80 kV	3,2 kW bei 80 kV	5,0 kW bei 75 kV
<b>RÖNTGENRÖHRE</b>			
Brennfleck	1,2 mm	2,0 mm	1,5 mm
<b>KOLLIMATOR</b>			
Licht	LED	LED	LED
Laser Pointer	Dual Laser	Dual Laser	Dual Laser
<b>EIGENSCHAFT</b>			
Gewicht	7,2 kg	14,6 kg	19,6 kg
Abmessung (T x H x L)	203 x 174 x 307 mm	250 x 195 x 355 mm	254 x 225 x 423 mm
Stromversorgung	Akku	kabelgebunden	kabelgebunden



Ihr Produktspezialist



scil animal care company GmbH

info-de@scilvet.com  
www.scilvet.de  
Dina-Weissmann-Allee 6  
D-68519 Viernheim  
Tel.: +49 (0) 6204 7890 - 0  
Fax: +49 (0) 6204 7890 - 200

VERS.:DEU20230315

## meX+ Familie



meX+20BT lite



meX+60



meX+100

# Leistungsstarke und praxisorientierte Röntgeneratoren!

Die Generatoren der meX+ Familie sind leistungsstarke Röntgenröhren für den mobilen und stationären Einsatz.


Die meX+ Familie bietet kompakte Röntgengeräte für die Radiographie. Ihre Generatoren bieten eine 40-50% höhere Strahlungsleistung als herkömmliche Röntgengeräte.

Sie sind die perfekten tragbaren Röntgengeräte für die medizinische Diagnostik im Innen- und Außenbereich, wo einfache Bedienung und Mobilität erforderlich sind. Das robuste Gehäuse schützt die hochwertige Technik im Inneren vor Stößen und Verschmutzung.


Die tragbaren Generatoren der meX+ Familie sind die optimalen Röntgengeräte mit vielfältigen und praxisorientierten Einstellungsmöglichkeiten für eine hochauflösende Bildgebende Diagnostik.



meX+20BT lite



meX+60



meX+100

