

BIO-RAD Lyphocheck Immunoassay Plus Control
 For the control of cTSH, cPROG, TT4 and cCOR (Element RC3X and Fuji
DRI-CHEM Immuno AU 10V)
FOR VETERINARY USE ONLY!



Artikelnummer 105382
Lot 40422
Verfall 31.03.2025
Handling: Mit 5 ml destilliertem Wasser auflösen und für 30 min bei Raumtemperatur inkubieren

Gerät	Parameter	Konv.			SI		
		Zielwert	Zielbereich	Einheit	Zielwert	Zielbereich	Einheit
Element RC3X	cTSH	1,0	0,7 - 1,3	ng/ml	1,0	0,7 - 1,3	ng/ml
Element RC3X	cPROG	11,1	8,9 - 13,3	ng/ml	35,3	28,3 - 42,3	nmol/L
Element RC3X	cCOR	6,6	5,3 - 7,9	µg/dl	182,2	145,7 - 218,7	nmol/L
Element RC3X	TT4	6,2	5,0 - 7,4	µg/dl	79,8	64,4 - 95,2	nmol/L
Fuji DRI-CHEM Immuno AU 10V	TSH	2,15	1,72 - 2,58	ng/ml	2,15	1,72 - 2,58	ng/ml
Fuji DRI-CHEM Immuno AU 10V	COR (DIL) Lot 31042 o. früher	9,6	7,7 - 11,5	µg/dl	264,7	212,52 - 317,4	nmol/L
Fuji DRI-CHEM Immuno AU 10V	COR (DIL) Lot 31043 o. später	14,8	11,8 - 17,8	µg/dl	408,5	325,7 - 491,3	nmol/L
Fuji DRI-CHEM Immuno AU 10V	PRG	23,69	18,95 - 28,43	ng/ml	76,32	60,42 - 89,0	nmol/L

