

KURZ UND KNAPP  
IM ÜBERBLICK



KLINISCHE  
CHEMIE



# PocketChem UA

PORTABLER URINANALYSER  
ZUR SEMIQUANTITATIVEN ANALYSE

PRODUKT BROSCHÜRE

## PocketChem UA

<b>Messung</b>	
Messprinzip	Reflexionsphotometrie
Probe	Urin
Schnittstelle	RS 232 C-Schnittstelle
<b>Datenverarbeitung</b>	
Datenspeicher	100 Patientenresultate
Anzeige	LCD-Anzeige
Ausdruck	Thermodrucker (optional)
<b>Technische Daten</b>	
Spannungversorgung	Batteriebetrieb (nur Gerät) / Netzbetrieb (Gerät mit Drucker)
Abmessungen	124 x 81 x 36 mm
Gewicht	ca. 180 g (ohne Batterie)



Ihr persönlicher Ansprechpartner



scil animal care company GmbH

info-de@scilvet.com  
www.scilvet.de  
Dina-Weissmann-Allee 6  
D-68519 Viernheim  
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 - 0  
Fax: +49 (0) 6204 78 90 - 200

Vers. DEU20211005

