

MONITORING



UniFusion Pro Vet Infusionspumpe

INFUSIONSTHERAPIE BEI KLEIN- UND GROSSTIEREN
PRODUKTBROSCHÜRE



**Der zuverlässige
Mitarbeiter
kompakt, flexibel
& universell!**

Die UniFusion Pro Vet Infusionspumpe arbeitet sowohl im Batterie- als auch im Netzbetrieb und ist somit perfekt für den Einsatz in der Tiermedizin geeignet.

Unsere Multifunktions-Infusionspumpe bietet Präzision, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit für Ihre täglichen Anforderungen an die Infusionstherapie.

KURZ UND KNAPP



UniFusion Pro Vet

Pumpe	
Technik	Lineare Peristaltikpumpe
Programme	8 individuell einstellbare Programme mit anwählbaren Parametern Infusionsrate, VTBI, Infusionszeit, Körpergewicht, Anstiegs- / Abfallzeit, Tropfrate
Spezialprogramme	Rampen-Modus, Initialdosis-Modus, Sequenz-Modus, inkludierte Medikamentenbibliothek
Ges. Infusionsvolumen	0 - 9.999 ml in 0,01 ml Schritten
Technische Daten	
IP Schutzklasse	IP34 Spritzwasser geschützt
Datenspeicher	mehr als 5.000 Einträgen
Abmessungen	199 x 111 x 126.5 mm (L x B x H)
Gewicht	1,4 kg
Stromversorgung	Netz- und Batteriebetrieb (Standard: 4,5 Stunden; Optional: 9 Stunden)

Ihr Produktspezialist



scil animal care company GmbH

info-de@scilvet.com
www.scilvet.de
 Dina-Weissmann-Allee 6
 D-68519 Viernheim
 Tel.: +49 (0) 6204 78 90 - 0
 Fax: +49 (0) 6204 78 90 - 200