

Leica DM500 Mikroskop


Die neueste Generation
innovativer Mikroskope!



Leica DM500 Mikroskop

Die neueste Generation innovativer Mikroskope!

Ihre Vorteile



Sofort einsatzbereit

- Der vorzentrierte, vorkokussierte Kondensator macht die mühsame Einstellarbeit überflüssig.

EZTube™

- Die Okulare sind in die Tuben integriert und können daher nicht verloren gehen.
- Dioptrien-Voreinstellungen verhindern eine fehlerhafte manuelle Einstellung.
- Weitere Beobachtungstufen verfügbar.



Sichere Drehung

- Sichere Drehung des EZTube™ dank patentierter unverlierbarer Daumenschraube

Alles integriert

- Kondensator-Steckplatz für Phasenkontrast und Dunkelfeld-Schieberegler, einschließlich des patentierten Phasenschiebereglers mit vier Stellungen, der sowohl für die Hellfeld- als auch für die Phaseneinstellung verwendet werden kann.



Perfektes Licht

- Die LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfelds ohne jegliche Nachjustierung.
- Auch verfügbar mit einem Akku-betriebenen Stativ für den Einsatz im Feld.

Technische Daten

verfügbare Objektive:	Plan 4×/0.10 NA, 26.2 mm W.D. Plan 10×/0.22 NA, 7.8 mm W.D. Plan 40×/0.65 NA, 0.31 mm W.D. Plan 100×/1.25 NA, 0.10 mm W.D., Öl
Beleuchtung:	LED-Beleuchtung – 6000 K Temp, Lebensdauer ca. 25 000 Std.



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim

Tel.: +49 (0)6204 78 90 0
Fax: +49 (0)6204 78 90 200
E-Mail: info-de@scilvet.com
www.scilvet.com

