

scil VitroVet

Der Fortschritt in der veterinär-
medizinischen Labordiagnostik!



Kennen Sie ein Laborgerät, dass...



- ... zeitgleich mehrere Proben analysieren kann?
- ... kontinuierlich neue Proben abarbeiten kann?
- ... innerhalb kurzer Zeit vollständige Parameterprofile bestimmt?
- ... über individuelle Parameterprofile verfügt?
- ... geringe Parameterkosten hat?

Wir bieten Ihnen die Lösung!



scil VitroVet

Der Fortschritt in der
veterinärmedizinischen Labordiagnostik!



Hoher Probendurchsatz

- kontinuierliche Arbeitsabläufe
- Random-Access-Walk-Away Instrument
- bis zu 40 Proben pro Lauf
- kurze Messdauer pro Parameter
- 3 Proben – 9 Parameter – 20 Minuten

Flexibilität und Individualität


- 30 validierte Reagenzien
- validiert für Hunde, Katzen und Pferde
- bis zu 30 benutzerdefinierte Tierarten
- 12 individuelle Parameterprofile
- flexible Kombination aus Einzeltest und Profilen möglich
- Probenmaterial: Lithium-Heparin Plasma und Urin

Wirtschaftlichkeit

- Ein Preis für Ihr Gerät – entscheiden Sie selbst!



Parameter



| | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| Albumin | Cholesterol | LDH |
| ALP | CPK | Lipase |
| GPT/ALT | Kreatinin | Phosphor |
| Ammoniak | CRP | Kalium |
| Amylase | Fruktosamin | Natrium |
| GOT/AST | GGT | Triglyzeride |
| Gesamtbilirubin | GLDH | Urea (BUN) |
| Gesamtkalzium | Glukose | ... und viele mehr |
| Chlorid | Eisen | |

scil Service & Support



- scil VitroVet Service-Paket
- Hilfe und Problemlösung via Remoteverbindung
- Support-Hotline
- kostenloses Leihgerät
- unverzügliche Hilfe im Servicefall

scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim

Tel.: +49 (0) 6204 7890 0
Fax: +49 (0) 6204 7890 200
E-Mail: info-de@scilvet.com
www.scilvet.com

